

### PEEP-Ventil

Zur Ermöglichung der PEEP-Beatmung (Positive endexpiratory pressure) bei der weiteren Versorgung kann ein PEEP-Ventil an den Beatmungsbeutel angeschlossen werden.

**Merkmale:**

- stufenlose Druckregelung
- komplett autoklavierbar
- kompatibel zu allen gängigen Beatmungsbeuteln

**Lieferumfang:**

Die PEEP-Ventile werden grundsätzlich mit drei verschiedenen Sockeladaptern geliefert:

- ID 30 mm
- AD 22 mm/ID 18 mm
- AD 22 mm/ID 16 mm


Zum Anschluss an den Dönges-Beatmungsbeutel unbedingt Adapter mitbestellen.

Best. Nr.	Farbe	Einstellbereich	Gewicht g
1 251032	rot	2,5 - 10 cm H <sub>2</sub> O	50
251033	blau	5 - 20 cm H <sub>2</sub> O	50

### Adapter für Beatmungsbeutel

Best. Nr.	Größe	Gewicht g
251031	Universal	70

1



### Sauerstoff-Reservoir

Bei Anschluss einer Sauerstoffflasche an den Beatmungsbeutel muss zusätzlich ein Ansaugventil mit Sauerstoffreservoir benutzt werden.

Der kontinuierlich in den Beutel einströmende Sauerstoff wird aufgefangen und steht beim Beatmungsvorgang komplett zur Verfügung. Es geht kein wertvoller Sauerstoff verloren.

**Merkmale:**

- passend für Erwachsenen- und Kinderbeutel
- Ventil wiederverwendbar

Best. Nr.	Größe ml	Gewicht g
251012	1.500	40

