

**Burnshield**

Brandwunden gehören zu den schmerzhaftesten Verletzungen der Haut und hinterlassen oft unschöne Narben. Die effektivste Methode zur Bekämpfung dieser Folgen ist eine möglichst schnelle, effektive Kühlung der Wunden.

Burnshield bietet ein umfassendes Programm zur Versorgung von Verbrennungen.

**Wie funktioniert Burnshield?**

Burnshield Brandwundenverbände bestehen aus einer sterilen Wundauflage, die mit Hydrogel getränkt ist. Das Hydrogel besteht zu 96 % aus Wasser und ist absolut ungiftig und hautfreundlich.

Das Hydrogel wirkt direkt nach dem Aufbringen auf die Brandwunde. Die Wunde wird gekühlt und der Schmerz wird gelindert. Das Gel verhindert ein Austrocknen der Haut und unterstützt bei kleineren Wunden die narbenfreie Wundheilung.

**Burnshield Brandwundenverbände**

Burnshield Brandwundenverbände gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen.

Best Nr.	Artikel	Abmessung cm	Gewicht g
1 268100	Kompresse	10 x 10	50
2 268101	Kompresse	20 x 20	160
3 268102	Kompresse	40 x 60	600
4 268103	Gesichtsmaske	20 x 45	310




**NEU** ✓

**Burnshield-Hydrogel**

Zur Kühlung von kleineren Brandwunden und zur Unterstützung der Wundheilung gibt es das Burnshield-Hydrogel auch im praktischen Dispenser.

Best Nr.	Artikel	Inhalt ml	Gewicht g
1 268105	Dispenser	50	75
268106	Sprühflasche	125	160



**NEU** ✓

**Burnshield-Contour Kompressen**

Zur Versorgung von großflächigen Brandwunden gibt es Burnshield Contour Kompressen. Das Trägermaterial ist reines Baumwollmaterial.

Best Nr.	Artikel	Abmessung cm	Gewicht g
1 268108	Kompresse	100 x 100	650
2 268109	Kompresse	100 x 200	1.300



**NEU** ✓